

正誤表

本文記載内容に下記のとおり誤りがございました。著者および関係者の皆様、読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下に訂正いたします。

p.14 特集 視力検査の教え方実践ガイド

「① 遠見・近見」中の表

(誤)

表 頂点間距離の位置で変化する屈折効果

レンズ度数	頂点間距離			
	12 mm	18 mm	23 mm	28 mm
-1.00	-1.00	-1.01	-1.01	-1.02
-2.00	-2.00	-2.02	-2.04	-2.07
-3.00	-3.00	-3.05	-3.10	-3.15
-4.00	-4.00	-4.10	-4.18	-4.27
-5.00	-5.00	-5.15	-5.29	-5.43
-6.00	-6.00	-6.22	-6.42	-6.64
-7.00	-7.00	-7.31	-7.58	-7.88
-8.00	-8.00	-8.40	-8.77	-9.17
-9.00	-9.00	-9.51	-9.99	-10.51
-10.00	-10.00	-10.64	-11.24	-11.90
1.00	1.00	0.99	0.99	0.98
2.00	2.00	1.98	1.96	1.94
3.00	3.00	2.95	2.90	2.86
4.00	4.00	3.91	3.83	3.76
5.00	5.00	4.85	4.74	4.63
6.00	6.00	5.79	5.63	5.47
7.00	7.00	6.72	6.50	6.29
8.00	8.00	7.63	7.35	7.09
9.00	9.00	8.54	8.19	7.87
10.00	10.00	9.43	9.01	8.62

(正)

表 頂点間距離の位置で変化する屈折効果

レンズ度数	頂点間距離			
	12 mm	18 mm	23 mm	28 mm
-1.00	-1.00	-0.99	-0.99	-0.98
-2.00	-2.00	-1.98	-1.96	-1.94
-3.00	-3.00	-2.95	-2.9	-2.86
-4.00	-4.00	-3.91	-3.83	-3.76
-5.00	-5.00	-4.85	-4.74	-4.63
-6.00	-6.00	-5.79	-5.63	-5.47
-7.00	-7.00	-6.72	-6.5	-6.3
-8.00	-8.00	-7.63	-7.35	-7.09
-9.00	-9.00	-8.54	-8.19	-7.87
-10.00	-10.00	-9.43	-9.01	-8.62
1.00	1.00	1.01	1.01	1.02
2.00	2.00	2.02	2.05	2.07
3.00	3.00	3.06	3.1	3.15
4.00	4.00	4.1	4.18	4.27
5.00	5.00	5.16	5.29	5.44
6.00	6.00	6.22	6.42	6.64
7.00	7.00	7.31	7.58	7.88
8.00	8.00	8.4	8.77	9.17
9.00	9.00	9.51	9.99	10.51
10.00	10.00	10.64	11.24	11.91

以上