

○お詫びと訂正○

『透析ケア』27 巻 7 号におきまして、下記の内容に誤りがございました。

著者ならびに読者の皆さまに謹んでお詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたします。

どこを見る？ 何がわかる？ 透析室のモニタリング

「心拍出量モニタリングの意義を理解しよう②」

p.69 (677) 図 2 中 タイトルおよび説明文

【誤】図 2 透析モニター HD03 (ニプロ社製) で視覚化される透析低血圧とその対応

【正】図 2 透析モニター HD03 (ニプロ社製) の測定方法

【誤】循環血液量の不足によって生じる透析中の低血圧では、37℃の生理食塩液 30 (または 20) mL を 4 ～ 6 秒で注入する。

【正】37℃の生理食塩液 30 (または 20) mL を 4 ～ 6 秒で注入し心拍出量を測定する。

【誤】



【図2】 透析モニター HD03 (ニプロ社製) で視覚化される透析低血圧とその対応

【正】



【図2】 透析モニター HD03 (ニプロ社製) の測定方法