

【追加注釈】

弊社刊行の「コツぶっくす人工呼吸器」
p. 96 の表記に追加注釈（赤字部分）がございます。
謹んでお詫びし、ここに示します。

③三方活栓の側管にパイロットバルブを接続します（パイロットバルブと三方活栓の接続はしっかり奥まで差し込むよう注意します）。*



④三方活栓を開放しながらシリンジで空気を入れ、カフ圧を40～60cmH₂O程度まで上げます。



※カフにシワができていると、そのシワをつたってカフ上の液がたれ込みやすい。

※製品によって状況が異なり、組み合わせによっては破損等の可能性もあるため、使用メーカーのマニュアルもご参照ください。